



Biggy

Baby Identity Guarding System

Systém pro identifikaci novorozenců pomocí technologie radiofrekvenční identifikace (RFID)


Výhody systému

- Rychlost
- Odolnost
- Přesnost
- Snadné použití

Ihned na porodním sále dostane matka i dítě na zápěstí RFID náramek. Náramek matky a dítěte z jedné sady obsahuje vždy RFID čip se shodným identifikátorem. Náramek nelze běžným způsobem sundat a matka i dítě ho mají po celou dobu pobytu v porodnici.

Základní sada obsahuje

- UMPC/Tablet PC
- RFID čtečka
- Kompletní sady RFID čipů pro jednočetné a vícečetné porody
- Pro celkový počet 1000 porodů/rok)



Při propuštění z porodnice je zkontrolována na čtecím zařízení shoda identifikátoru náramku matky s dítětem. Tento systém tak výrazně minimalizuje riziko vzniku chyb při manipulaci s novorozenci a následně jejich záměny.



Kontakt



Medoro s.r.o.
Arnošta z Pardubic 2789
530 02 Pardubice
<http://www.medoro.org>
E-mail: info@medoro.org
Tel. +420 775 324 006